



PREPARAZIONE E MODALITÀ DI RACCOLTA PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CULTURALE DEL LIQUIDO SEMINALE

REV.02 DEL 18/03/2015

L'esame culturale del liquido seminale deve essere prenotato SOLO se il paziente richiede anche lo spermogramma. In caso di richiesta soltanto della sola coltura, il campione deve essere consegnato al 1° piano "Accettazione Analisi Cliniche e Ritiro Referti" dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal Lunedì al Venerdì; il Sabato, dalle ore 07:00 alle ore 12:00; la Domenica dalle ore 07:30 alle ore 12:00 (escluso le domeniche di Agosto).

PREPARAZIONE:

- Qualsiasi terapia antibiotica deve essere stata sospesa da almeno una settimana.
- Nelle 72 ore che precedono la raccolta astenersi da rapporti sessuali.

CONTENITORE:

- Contenitore sterile in materiale plastico, a bocca larga, con tappo a vite.

PRELIEVO/RACCOLTA:

- La raccolta del campione deve essere eseguita accuratamente per ridurre la contaminazione da parte della flora batterica presente a livello dell'uretra.
- Lavarsi bene le mani nonché i genitali esterni.
- Raccogliere direttamente nel contenitore mediante masturbazione subito dopo aver urinato abbondantemente.

CONSERVAZIONE:

- Inviare il campione in laboratorio entro 1 ora dalla raccolta mantenendolo a temperatura ambiente.

N.B.:

Qualora il medico curante richiedesse espressamente la ricerca dei batteri anaerobi, il campione può essere raccolto solo presso il laboratorio. Per la ricerca di GONOCOCCO, MICOPLASMI e TRICHOMONAS (data la fragilità di questi microorganismi), si consiglia di effettuare il prelievo presso il laboratorio ovvero di far pervenire il campione entro 30 minuti dalla raccolta..

La Direzione