



MODALITÀ DI RACCOLTA ESPETTORATO

REV.0 DEL 10/07/2015

RICERCA GERMI COMUNI

MATERIALE PER LA RACCOLTA

- Contenitore sterile in materiale plastico, a bocca larga, con tappo a vite (**CONTENITORE STERILE PER URINE**)

MODALITÀ DI PRELIEVO

- Al mattino a digiuno rimuovendo sempre eventuali protesi dentarie mobili;
- Effettuare una pulizia adeguata del cavo orale;
- Espettorare direttamente nel contenitore (una sola volta) con un unico colpo di tosse;
- Se il paziente ha difficoltà, si può facilitare l'espettorazione ricorrendo a gargarismi con soluzione salina tiepida;
- L'espettorato deve essere raccolto in presenza di tosse produttiva e non deve essere costituito solo da saliva;
- **Non raccogliere più espettorazioni nello stesso contenitore.**

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

- Inviare in laboratorio entro un'ora dalla raccolta, mantenendolo a temperatura ambiente, o entro 2 ore mantenendolo a 4°C.

RICERCHE PARTICOLARI

ESPETTORATO PER RICERCA DI MICOBATTERI (BK)

- È consigliabile esaminare 3 campioni raccolti al mattino (in giorni diversi) con le modalità già illustrate (vedi 1.1); inviare in laboratorio entro un'ora dalla raccolta o conservare in frigorifero a 4°C (max 24 h) fino alla consegna.

La Direzione