

CORTISOLO SALIVARE E CORTISOLO SALIVARE CIRCADIANO



MODALITA' DI RACCOLTA

Si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni sia per il dosaggio del “cortisolo salivare” sia per i dosaggi del “cortisolo salivare circadiano”.

Per saliva raccolta la mattina:

Raccogliere il campione in contenitore sterile appena svegli, senza bere, senza far colazione e senza lavare i denti;

Per saliva raccolta in altri orari della giornata:

Raccogliere i campioni in contenitori sterili (un contenitore per ogni singola raccolta), evitando di lavare i denti prima.

INFORMAZIONI GENERALI

CONSEGNA DEL CAMPIONE

Consegnare i campioni presso la Bios SpA entro 4 ore dalla raccolta, se conservati a temperatura ambiente, o entro un massimo di 16 ore se conservati a 2 - 8°C (in frigorifero nello spazio adibito alla frutta), specificando su ogni contenitore orario e giorno di raccolta.

N.B.

I campioni devono essere raccolti, secondo le indicazioni del medico curante, nell'arco della stessa giornata.

CONTENITORE INDICATO

Per la raccolta della saliva è sufficiente uno o più contenitori sterili tipo gli stessi usati per la raccolta delle urine.

La Direzione

