

INDICAZIONI GENERALI

Preparazione

Per la corretta esecuzione dell'indagine i capelli devono essere lavati nell'intervallo di tempo tra 2-5 giorni prima dell'esecuzione del test. Dall'ultimo lavaggio dei capelli non utilizzare prodotti quali lacche, gel, schiume etc fino alla raccolta dei capelli.

Il test può essere eseguito anche su capelli tinti, in tal caso fare due lavaggi prima del taglio dei capelli.

Modalità di raccolta del campione di capelli da parte del paziente

Tagliare circa 0,5 g di capelli (equivalente alla quantità contenuta in un cucchiaino) il più vicino possibile al cuoio capelluto nella zona nucale: una lunghezza di 3 o 4 cm (dalla cute) al massimo costituisce la parte utile per effettuare l'analisi. L'eccedenza deve essere scartata.

In caso di capelli molto corti è possibile effettuare la raccolta della rasatura in giorni successivi fino al raggiungimento della quantità richiesta. **N.B.** In casi particolari è possibile prelevare il campione dal pube, avendo cura di specificarlo. Porre il campione raccolto in una bustina di plastica e mantenere a temperatura ambiente fino alla consegna del campione in laboratorio.

Elenco Minerali (41 elementi)

Alluminio (Al)	Germanio (Ge)	Rubidio (Rb)
Antimonio (Sb)	Litio (Li)	Selenio (Se)
Argento (Ag)	Magnesio (Mg)	Sodio (Na)
Arsenico (As)	Manganese (Mn)	Stagno (Sn)
Bario (Ba)	Mercurio (Hg)	Stronzio (Sr)
Berillio (Be)	Molibdeno (Mo)	Tallio (Tl)
Bismuto (Bi)	Nichel (Ni)	Titanio (Ti)
Cadmio (Cd)	Oro (Au)	Tungsteno (W)
Calcio (Ca)	Palladio (Pd)	Uranio (U)
Cobalto (Co)	Piombo (Pb)	Vanadio (V)
Cromo (Cr)	Platino (Pt)	Zinco (Zn)
Ferro (Fe)	Potassio (K)	Zirconio (Zr)
Fosforo (P)	Rame (Cu)	Zolfo (S)
Gadolinio (Gd)	Rodio (Rh)	

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti rivolgersi al CUP 06 809641

La Direzione



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it