

# MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO

## INFORMAZIONI GENERALI

**Avvertenze:** non è opportuno raccogliere i campioni di feci durante il flusso mestruale né se il paziente soffre di emorroidi sanguinanti o ha sangue nelle urine. Non si possono accettare campioni diarroici

### Materiale per la raccolta

- 1. Contenitore per feci:** contenitore sterile in materiale plastico con paletta o cucchiaino inserito nel tappo a vite. Per garantire un risultato attendibile, onde evitare falsi positivi/negativi, è necessario utilizzare sempre contenitori idonei. L'utilizzo di altri contenitori, es. contenitore per urine, non permette la raccolta della giusta quantità di campione (una quantità superiore a quella corretta potrebbe determinare fenomeni di formazione di gas che potrebbero portare alla fuoriuscita di materiale) possibile solo grazie all'utilizzo della apposita palettina/cucchiaino inserita nel tappo del contenitore idoneo.
- 2. Contenitore dedicato da richiedere presso la nostra Struttura.**

### Modalità di prelievo

Evitare di contaminare il campione con urine o acqua di water: es. raccogliere il campione ponendo della carta stagnola sul bidet, ma raccoglierlo con l'apposita palettina o cucchiaino inserita nel tappo evitando di prendere parti a contatto con la carta.

- 1. Contenitore per feci:** porre nel contenitore 0,5-2 grammi di feci (quantitativo corrispondente alla grandezza di una noce) emesse spontaneamente.
- 2. Contenitore dedicato da richiedere presso la nostra Struttura:** attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel foglio consegnato dalla segreteria

### Conservazione del campione

- 1. Contenitore per feci:** inviare in laboratorio entro 2 ore dalla raccolta mantenendo il campione a temperatura ambiente. Se ciò non fosse possibile, conservare a +4°C (massimo 24 ore) fino al momento della consegna
- 2. Contenitore dedicato da richiedere presso la nostra Struttura:** far pervenire il contenitore massimo entro 72 ore mantenendolo a temperatura ambiente oppure massimo entro 7 giorni conservandolo a +4° C



## MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO



### INFORMAZIONI GENERALI

#### **Numero di campioni per ricerca sangue occulto**

Poiché le emorragie da lesioni gastrointestinali possono essere intermittenti è opportuno ripetere il test su 3 campioni fecali raccolti in 3 giorni consecutivi o alterni:

- 1. Contenitore per feci:** consegnare di volta in volta il campione raccolto poiché ciascuno può essere conservato al massimo per 24 ore a +4°C
- 2. Contenitore dedicato da richiedere presso la nostra Struttura:** è possibile consegnare insieme i 3 campioni, raccolti in giorni diversi, poiché tale contenitore consente di conservare ciascun campione per 7 giorni a +4°C.

#### **N.B.**

#### **Sostanze interferenti con il Test**

L'assunzione di antiinfiammatori non steroidei (es. aspirina), corticosteroidi, anticoagulanti, antimetaboliti, chemioterapici antitumorali, nonché alcool in eccesso può causare sanguinamento occulto.

#### **Tempi di risposta**

24 ore dalla consegna del campione. Fanno eccezione i campioni accettati sabato e prefestivi.

*La Direzione*



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it